



ОГЛАВЛЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ 1

Описание аппарата.....2

Обозначение составных частей аппарата.....3

Беспроводной режим работы.....4

Зарядка батареи.....4

Установка картриджа с иглами.....5

Регулировка длины вылета игл картриджа.....6

Дисплей со скоростями и их обозначение.....6

Виды картриджей.....7

Справочная таблица.....8

Спецификация.....8

Меры предосторожности.....9

ОПИСАНИЕ АППАРАТА 2

Устройство состоит из электрической ручки-манипулы для микроигл и одноразовых картриджей с иглами. В данном руководстве подробно описано, как пользоваться каждым компонентом.

Устройство используется для улучшения внешнего вида кожи и уменьшения признаков старения. Аппарат предназначен для стимуляции кожи с помощью микроигл для выработки коллагена и эластина. Микроканалы, созданные устройством на поверхности кожи, также помогают впитывать сыворотки.

Для устройства разработано 5 различных типов картриджей с иглами.



БЕСПРОВОДНОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ 4

Беспроводная модель: MB-2
Эта модель питается от встроенного аккумулятора. Устройство может работать без проводов. Кабель питания и адаптер используются для зарядки устройства при разряде аккумулятора.

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

Подключите устройство к адаптеру с помощью кабеля питания и подключите адаптер к розетке 220В, чтобы зарядить устройство. Зарядка будет завершена в течение 2 часов.

Состояние зарядки

- Красный индикатор означает зарядку.
- Зеленый индикатор означает, что устройство полностью заряжено.

MesoBox™ MB-2

УСТАНОВКА КАРТРИДЖА С ИГЛАМИ 5

Подготовка

- Извлеките картридж с иглой из стерильной упаковки (Рис. 1).
- Найдите на картридже выемку в форме буквы "U", совместите выемку с точкой на нижней части устройства и слегка вставьте картридж в устройство. (Рис. 2)
- Закрепите картридж с иглами на устройстве, повернув его до упора.
- Поверните картридж с иглами против часовой стрелки и извлеките его, когда захотите извлечь картридж.
- Запустите устройство только в том случае, если картридж с иглами собран правильно. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2-3 секунд, чтобы включить/выключить устройство.

(Рис. 1)

(Рис. 2)

Перед сборкой или разборкой картриджа с иглой убедитесь, что выемка в форме "U" на картридже с иглой совпадает с острием наконечника.

Картридж с иглами предназначен для одноразового использования.

Выбросьте использованные картриджи с иглами в мусорный контейнер. Если картридж с иглами случайно загрязнился во время установки (например, упал на пол, упаковка была вскрыта/повреждена), пожалуйста, выбросьте его и используйте новый картридж.

РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ ВЫЛЕТА ИГЛ КАРТРИДЖА 6

Выберите подходящую длину иглы в зависимости от области обработки и проблемы с кожей.

Отрегулируйте глубину введения иглы, повернув кольцо регулировки шкалы. Глубину введения иглы следует отрегулировать после запуска ручки. Число на шкале, совпадающее с точкой шкалы, показывает текущую глубину введения иглы (Рис.3).

По часовой стрелке Против часовой стрелки

Глубина будет меньше Глубина будет больше

(Рис. 3)

ДИСПЛЕЙ СО СКОРОСТЯМИ И ИХ ОБОЗНАЧЕНИЕ

Светодиодный индикатор скорости света

При запуске аппарата загорается синий индикатор.

5 скоростей регулировки

Нажмите кнопку, чтобы изменить скорость. Включение еще одного индикатора означает, что скорость увеличивается на 1 уровень.

5L 4L 3L 2L 1L

ВИДЫ КАРТРИДЖЕЙ 7

Внимание!

Картридж с иглами предназначен только для аппаратов MesoBox. Картридж с иглами одноразовый. Пожалуйста, выбросьте использованный картридж с иглами в мусорный контейнер.

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА 8

Область обработки	Длина игл (мм)
Область лба	0,25-0,5
Межбровная область	0,25-0,5
Нос	0,25
Периорбитальная область	0,25
Щеки и подбородок	0,5-1,0
Шрамы и рубцы	0,5-2,5
Тело при целлюлите (1-2 стадии)	1,0-2,0
Тело при целлюлите (3-4 стадии)	2,0-2,5
Область растяжек	0,5-2,5
Лифтинг кожи тела (любая область)	1,0-2,0
Стимуляция роста волос (волосистая часть головы)	0,25
Стимуляция роста волос (Т-зона/подбородок)	0,25-0,5
Устранение аллопеции	0,25

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование товара: Аппарат для фракционной мезотерапии
Название модели: MesoBox MB-2
Адаптер
Вход: 100-240 В, 50-60 Гц
Выход: 5 В-1000 мА
Вес упаковки: 345 г
Размер упаковки: 169*123*56 мм

- МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ** 9
- Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с инструкциями перед использованием и следуйте указаниям.
 - Не используйте аппарат в следующих случаях:
если у вас острое заболевание или температура тела выше 38 °С
если у Вас аллергия или гемофилия
если у Вас меланоз кожи
если Вы состоите на учете в больнице
если Вы принимаете лекарства
если Вам еще нет 12 лет
 - Не используйте прибор от сети, отличной от 220 В переменного тока. Это может привести к возгоранию или неисправности.
 - Не используйте его вблизи мест с высокой температурой, запыленностью или влажностью (рядом с увлажнителем воздуха), это может привести к возникновению неисправности.
 - Не ремонтируйте, не разбирайте и не переделывайте контроллер и корпус. Это может привести к неисправности.
 - Не прикасайтесь к устройству и не отсоединяйте шнуры питания мокрыми руками. Это может привести к поражению электрическим током
 - Не используйте обрезанный шнур или шнур с повреждениями. Это может привести к возгоранию (обязательно замените его на другой).
 - Не используйте шнур, на котором имеются трещины или заусеницы. Это может привести к появлению царапин и травм на коже.
 - Если вы не пользуетесь им в течение длительного времени, выньте вилку из розетки.
 - Обязательно пройдите техосмотр для проверки, если обнаружите какие-либо неисправности, устраните их.
 - Никто, кроме оператора аппарата (покупателя аппарата), не должен прикасаться к нему. Это может привести к несчастным случаям или неисправностям.