



ФРАКЦИОННАЯ МИКРОИГОЛЬЧАТАЯ ТЕРАПИЯ

ПРОГРАММЫ КРАСОТЫ



РЕШАЕМЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Аппарат для фракционной микроиглячатой терапии с успехом решает многочисленные эстетические проблемы кожи лица, шеи и декольте. Также используется для процедур в области скальпа.



Возрастные изменения
кожи лица, шеи
и декольте, в области
глаз и губ




Тусклый цвет лица,
неровный тон кожи,
недостаток
«внутреннего сияния»



Морщины, сниженный
тонус и тургор кожи



«Уставшая» кожа



Пятна и инфильтраты



Постакне



Неровный кожный
рельеф



Замедление роста
и выпадение волос,
ослабленные волосы



Расширенные поры,
повышенная
продукция кожного
сала



Целлюлит



Стрии (растяжки),
шрамы и рубцы

MESOBBOX АППАРАТЫ ФРАКЦИОННОЙ МЕЗОТЕРАПИИ

МЕТОД ФРАКЦИОННОЙ МЕЗОТЕРАПИИ


Аппарат DermaPen MESOBBOX оказывает стимулирующее действие на кожу, ускоряет естественные процессы синтеза коллагена и эластина, повышает в десятки раз эффективность косметических препаратов за счет усиления проникновения активных компонентов.

АКТИВИЗАЦИЯ СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА

воздействие микроиглами аппарата запускает процессы восстановления, что повышает синтез структурных белков кожи. Иглы воздействуют на кожу доли секунды, нет сильного повреждения и новые коллагеновые волокна образуют прочную решетку, не формируется рубцовый пучок, как случается при обычном заживлении.

УСИЛЕНИЕ ПРОНИКНОВЕНИЯ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ


при воздействии иглами на кожу, образуются сотни тысяч микроканалов, по которым активные компоненты проникают в кожу. За счет увеличения глубины проникновения повышается эффективность корректирующего действия. Косметическое средство проникает и распределяется в коже более равномерно.



КАК ЭТО РАБОТАЕТ


1. ВОЗДЕЙСТВИЯ МИКРОИГЛАМИ

При воздействии микроиголами аппарата фракционной мезотерапии запускается реакция на микроразрывы кожи. Фибробласты мигрируют ближе к месту повреждения. Высвобождается калий и белок.




2. ФОРМИРОВАНИЕ МИКРОКАНАЛОВ

Снижается сопротивляемость кожи. Активные компоненты косметических средств проникают через образовавшиеся микроканалы. Активируются факторы роста фибробластов.



2. ЗАКРЫТИЕ МИКРОКАНАЛОВ

Микроканалы закрываются примерно через 20 минут. При этом происходит повышение синтеза коллагена и эластина. В процессе проведения процедуры не возникает сильного повреждения и новые коллагеновые волокна образуют прочную решетку без формирования рубца.



МЕТОД ФРАКЦИОННОЙ МИКРОИГОЛЬЧАТОЙ ТЕРАПИИ

100% естественный процесс восстановления и омоложения кожи. Процедуры абсолютно безопасны и безболезненны и могут проводиться даже на тонкой и чувствительной коже. Использование стерильных насадок с микроиглами обеспечивает отсутствие боли и полностью исключает риск осложнений.



кожа более
эластичная
и упругая




повышение тонуса
кожи, укрепление
овала лица



выравнивание
кожного
микрорельефа



уменьшение
расширенных
пор



улучшение
цвета лица,
сокращение
пигментации




нормализация
работы сальных
желез



сокращение морщин,
коррекция возрастных
изменений



улучшение
роста волос




удаление
целлюлита



устранение растяжек
и шрамов

MESOBOK АППАРАТЫ ФРАКЦИОННОЙ МЕЗОТЕРАПИИ



АППАРАТ ФРАКЦИОННОЙ МЕЗОТЕРАПИИ MB-1



АППАРАТ ФРАКЦИОННОЙ МЕЗОТЕРАПИИ DERMAPEN MB-1

обеспечивает высокоскоростную вертикальную подачу микроигл в зоне обработки кожи с изменяемой глубиной подачи игл от 0,25 мм до 2,0 мм и возможностью выбора скоростного режима подачи иглы. Максимальная скорость подачи иглы 1800 циклов/мин.

**ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРОЦЕДУР МИКРОНИДЛИНГА,
BB GLOW TREATMENT.
DERMAPEN MESOBOX ЭФФЕКТИВЕН ПРИ:**

- **Возрастных изменениях:** уменьшение глубины морщин, восстановление коллагенового каркаса кожи
- Глубоких морщинах, носогубных складках
- Рубцах и шрамах, в том числе втянутых, атрофических рубцах, постакне
- Растяжках на теле
- Гиперпигментации
- Гиперкератозе (эффект дермабразии, механический срединный пилинг)
- Алопеции (облысении) у мужчин и женщин
- Акне и широких порах
- Дряблости кожи лица и тела
- Целлюлите
- BB Glow Treatment - процедуре "тональный крем на год"
- "Втором подбородке", избыточных жировых складках.



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Регулируемая длина иглы от 0.25 до 2.0 мм - работа на всех зонах, на лице, теле и волосах.
- Регулируемая скорость микропроколов (пять режимов) - максимальный комфорт.
- Высокая плотность проколов - гораздо больше, чем при классической мезотерапии.
- Площадь проникновения активных веществ в 8 раз больше, чем после мезороллера.
- Малая болезненность процедуры - подходит всем.
- Вертикальная ориентация игл - проколы лучшего качества, чем у мезороллера.

ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТА ФРАКЦИОННОЙ МЕЗОТЕРАПИИ MB-1 MESOBOS:

ПРОСТОЙ АППАРАТ – УДОБНЫЙ СТАРТ ДЛЯ НОВИЧКА

- Скорости работы: 5 скоростей, до 1800 в минуту
- Материал корпуса: прочный пластик
- Электропитание: работа от сети
- Картриджи: стерильные, из хирургической стали, на 12 игл, а также 36 игл, нано-картриджи
- Заточка игл: лазерная
- Форма игл: акупунктурная
- Регулируемая длина иглы: от 0.25 мм до 2.0 мм
- Производитель: Китай
- Гарантии качества: сертификат EAC, гарантийный талон

КОМПЛЕКТАЦИЯ АППАРАТА ФРАКЦИОННОЙ МЕЗОТЕРАПИИ MB-1 MESOBOS:

- Ручка-манипула
- Два картриджа на 12 игл
- Сетевой адаптер с USB кабелем
- Инструкция по применению
- Гарантийный талон
- Декларация соответствия на аппарат.





АППАРАТ ФРАКЦИОННОЙ МЕЗОТЕРАПИИ MB-2



АППАРАТ ФРАКЦИОННОЙ МЕЗОТЕРАПИИ DERMAPEN MB-2

Аппарат фракционной мезотерапии DermaPen MB-2 - это современный аппарат фракционной мезотерапии, со скоростью подачи игл от 3600 проколов/мин до 5400 проколов/мин и глубиной прокола до 3,0 мм. Следует отметить, что аппарат MESOBX MB-2 возможно использовать на любом участке кожи лица и тела, для коррекции различных эстетических недостатков. Применение этого компактного прибора позволяет осуществить контролируемое повреждение кожи с помощью сменной насадки с тончайшими иглами из хирургической стали.

ДЛЯ ПРОЦЕДУР МИКРОНИДЛИНГА, BB GLOW TREATMENT. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПОДАЧА ИГЛ, ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ:

- Возрастных изменениях: уменьшение глубины морщин, восстановление коллагенового каркаса кожи
- Глубоких морщинах, носогубных складках
- Рубцах и шрамах, в том числе втянутых, атрофических рубцах, постакне
- Растяжках на теле
- Гиперпигментации
- Гиперкератозе (эффект дермабразии, механический срединный пилинг)
- Алопеции (облысении) у мужчин и женщин
- Акне и широких порах
- Дряблости кожи лица и тела
- Целлюлите
- BB Glow Treatment - процедуре "тональный крем на год"
- "Втором подбородке", избыточных жировых складках.



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Одноразовые сменные картриджи - безопасность процедуры.
- Регулируемая длина иглы от 0.25 мм до 3.0 мм - работа на всех зонах, на лице, теле и волосах.
- Регулируемая скорость проколов (6 режимов) - максимальный комфорт.
- Высокая плотность проколов - гораздо больше, чем при классической мезотерапии. Площадь проникновения активных веществ в 8 раз больше, чем после мезороллера.
- Малая болезненность процедуры - подходит всем.
- Вертикальная ориентация игл - проколы лучшего качества, чем у мезороллера.
- Надежность, мощный профессиональный мотор.

ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТА ФРАКЦИОННОЙ МЕЗОТЕРАПИИ MB-2 MESOVOX:

- Количество игл 12
- Материал игл – хирургическая сталь
- Толщина игл 0,25 мм
- Изменяемая длина игл (0,25 мм- 2,5 мм)
- Вертикальная подача игл
- Контролируемая скорость подачи игл
- Минимальная скорость подачи игл: 3600 колебаний в минуту
- Максимальная скорость подачи игл: 5400 колебаний в минуту
- Работает только от сети (длина провода 1,5 м)

КОМПЛЕКТАЦИЯ АППАРАТА ФРАКЦИОННОЙ МЕЗОТЕРАПИИ MB-2 MESOVOX:

- Ручка-манипула
- Два картриджа
- Сетевой адаптер с USB кабелем
- Инструкция по применению
- Гарантийный талон
- Декларация соответствия на аппарат.





АППАРАТ ФРАКЦИОННОЙ МЕЗОТЕРАПИИ MB-3



АППАРАТ ФРАКЦИОННОЙ МЕЗОТЕРАПИИ DERMAPEN MB-3

Вашему вниманию предлагается инновационный, уникальный по своим техническим характеристикам аппарат фракционной мезотерапии с аккумулятором DermaPen MESOBOX MB-3. Благодаря специальной системе, которая обеспечивает равномерное возвратно-поступательное движение игл, направленное строго вертикально по отношению к обрабатываемой поверхности, процедура проходит с минимальным травмированием эпидермиса и практически без болевых ощущений. Важно и то, что длину иглонок и скорость проколов можно легко регулировать.

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ФРАКЦИОННОЙ МЕЗОТЕРАПИИ (МИКРОИГОЛЬЧАТОЙ ТЕРАПИИ) MESOBOX MB-3:

- Возрастные изменения: уменьшение глубины морщин, восстановление коллагенового каркаса кожи
- Глубокие морщины, носогубные складки
- Биоревитализация – введение в кожу низкомолекулярной гиалуроновой кислоты с целью омоложения, увлажнения и восстановления упругости.
- Рубцы и шрамы, в том числе втянутые, атрофические, рубцы постакне
- Растяжки на теле
- Гиперпигментации
- Гиперкератоз (эффект дермабразии, механический срединный пилинг)
- Алопеция (облысение) у мужчин и женщин
- Акне и широкие поры
- Дряблость кожи лица и тела
- Целлюлит
- "Второй подбородок", избыточные жировые складки



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Одноразовые сменные картриджи - безопасность процедуры.
- Регулируемая длина иглы от 0.25 до 3.0 мм - работа на всех зонах, на лице, теле и волосах.
- Регулируемая скорость микропроколов (5 режимов) - максимальный комфорт.
- Высокая плотность проколов - гораздо больше, чем при классической мезотерапии. Площадь проникновения активных веществ в 8 раз больше, чем после мезороллера.
- Малая болезненность процедуры - подходит всем.
- Вертикальная ориентация игл - проколы лучшего качества, чем у мезороллера.
- Наличие аккумулятора - удобство в работе, автономная работа 3-4 часа.
- Надежность, мощный профессиональный мотор

ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТА ФРАКЦИОННОЙ МЕЗОТЕРАПИИ MB-3 MESOBOX:

Продуманная конструкция, эргономичный дизайн и мощный двигатель инновационного аппарата для фракционной мезотерапии MESOBOX MB-3 обеспечивает высокое качество процедур и удобную работу специалисту-косметологу.

Фракционная микроигльчатая терапия позволяет в максимально короткие сроки проводить обработку большой площади кожи. При этом регуляция длины иглы на разных участках даёт возможность проводить комплексную микроигльчатую терапию.

КОМПЛЕКТАЦИЯ АППАРАТА ФРАКЦИОННОЙ МЕЗОТЕРАПИИ MB-3 MESOBOX:

- Ручка-манипула DermaPen MESOBOX MB-3
- Адаптер для работы от сети
- Аккумуляторный блок – 2 шт
- Блок для зарядки аккумулятора
- Картриджи на 12 игл, 2 шт
- Инструкция по применению аппарата фракционной мезотерапии
- Гарантийный талон





АППАРАТ ФРАКЦИОННОЙ МЕЗОТЕРАПИИ MB-4



АППАРАТ ФРАКЦИОННОЙ МЕЗОТЕРАПИИ DERMAPEN MB-4

Аппарат Дермапен Mesobox MB-4 со встроенным аккумулятором способен работать до 4 часов без подзарядки. Дополнительно аппарат Dermapen Mesobox MB-4 может работать и от сети. Аппарат Dermapen Mesobox MB-4 имеет скорость подачи игл до 5400 проколов в минуту. Регулировка скоростей производится 5-ступенчатой кнопкой переключения. Аппарат может работать с картриджами на 12 игл (они идут в комплекте), 36 игл и папо-картриджами.

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ФРАКЦИОННОЙ МЕЗОТЕРАПИИ (МИКРОИГОЛЬЧАТОЙ ТЕРАПИИ) MESOBX MB-4:

- Возрастные изменения: уменьшение глубины морщин, восстановление коллагенового каркаса кожи
- Глубокие морщины, носогубные складки
- Биоревитализация – введение в кожу низкомолекулярной гиалуроновой кислоты с целью омоложения, увлажнения и восстановления упругости.
- Рубцы и шрамы, в том числе втянутые, атрофические, рубцы постакне
- Растяжки на теле
- Гиперпигментации
- Гиперкератоз (эффект дермабразии, механический срединный пилинг)
- Алопеция (облысение) у мужчин и женщин
- Акне и широкие поры
- Дряблость кожи лица и тела
- Целлюлит
- "Второй подбородок", избыточные жировые складки



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Одноразовые сменные картриджи - безопасность процедуры.
- Регулируемая длина иглы от 0.25 мм до 3.0 мм - работа на всех зонах, на лице, теле и волосах.
- Регулируемая скорость проколов (5 режимов) - максимальный комфорт.
- Высокая плотность проколов - гораздо больше, чем при классической мезотерапии. Площадь проникновения активных веществ в 8 раз больше, чем после мезороллера.
- Малая болезненность процедуры - подходит всем.
- Вертикальная ориентация игл - проколы лучшего качества, чем у мезороллера.
- Надежность, мощный профессиональный мотор.

ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТА ФРАКЦИОННОЙ МЕЗОТЕРАПИИ MB-4 MESOBOS:

Аппарат для фракционной мезотерапии DermaPen Mesobox MB-4 может применяться для коррекции проблем на различных участках тела. Метод прост в применении, комфортен, процедура имеет невысокую себестоимость. Проколы намного менее болезненны, чем классическая мезотерапия или применение мезороллера.

КОМПЛЕКТАЦИЯ АППАРАТА ФРАКЦИОННОЙ МЕЗОТЕРАПИИ MB-4 MESOBOS:

- Ручка-манипула MESOBOS MB-4
- Два картриджа
- Сетевой адаптер с USB кабелем
- Инструкция по применению
- Гарантийный талон
- Декларация соответствия на аппарат.



КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ АППАРАТОМ? БЫСТРЫЙ СТАРТ ИЛИ ГДЕ У НЕГО КНОПКА




1 Очистите кожу от макияжа, обработайте раствором антисептика.



2 Нанесите на кожу в области обработки коктейль или сыворотку




3 Выберите необходимую длину игл.



4 Непосредственно после нанесения коктейля аккуратно обработайте кожу.



5 После окончания воздействия аппаратом, нанесите на кожу дополнительное количество коктейля или сыворотки.



6 После завершения процедуры выключите аппарат. Снимите насадку. Насадки повторно не используются.



7 Нанесите на лицо успокаивающий, восстанавливающий крем, гель.




ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТРАВМИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ЗАТЕКАНИЯ КОКТЕЙЛЯ В АППАРАТ, НАСАДКА АППАРАТА ДОЛЖНА РАСПОЛАГАТЬСЯ СТРОГО ПОД УГЛОМ 90° К КОЖЕ

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ АППАРАТОМ

Для того, чтобы процедуры с аппаратом проходили комфортно и с результатом, примите во внимание рекомендации:

ВАЖНО Время процедуры 10 – 15 минут. Не превышайте время процедуры



1

Не оказывайте чрезмерного давления на кожу во время проведения процедур



2

Придерживайтесь правила «3 – 3» не более 3х секунд на каждый участок кожи, не более 3х раз на одной зоне



3

Не наносите макияж в течение 1 – 1,5 часа после процедуры



4

Не используйте аппарат для проведения процедур на подвижном веке



5

Во время процедуры и после неё может возникнуть небольшое покраснение кожи, дискомфорт, легкое покалывание, которые пройдут в течение от 30 минут до нескольких часов



6

Насадки не используются повторно, не хранятся после процедуры

Максимальная продолжительность интенсивного курса - 10 процедур с интервалом 1 раз в 7 дней. Интервал между интенсивными курсами ухода 4-6 месяцев.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРОДУКТЫ ФИРМЫ MESOFORIA

Компания MESOFORIA работает на рынке профессиональной косметики с 2014 г. Сотрудничает с официальными дистрибьюторами многих брендов профессиональной косметики, а также является производителем космецевтики, косметики и шугаринга. Компания MESOFORIA производит уникальные косметические средства и может предложить Вам из первых рук привлекательные цены и выгодные условия.

- Профессиональная косметика для аппаратной косметологии, микроигельчатой и фракционной мезотерапии и домашнего ухода MESOFORIA PROFESSIONAL
- Карбокси терапия LIFTING DREAMS MESOFORIA PROFESSIONAL
- Альгинатные маски BeASKO Skin Algo
- Пептидные тканевые маски BeASKO Skin Best PF Masks



Мы любим создавать новые рецепты и находить нестандартные решения косметологических проблем. Мы постоянно меняемся, чтобы стать лучше и соответствовать требованиям времени.

Все наши косметические средства прошли многоступенчатый контроль качества и регистрацию в соответствии со стандартами EAC и ISO 9001

Дистрибьюторам и косметологам выгодные цены и привлекательные условия.

«С ЗАБОТОЙ О ВАС ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!»

MESOFORIA.RU

Москва 8 (499) 322-16-40

Санкт-Петербург: 8 (812) 426-10-38

Регионы РФ: 8(800) 555-92-86 (звонок бесплатный)

Мессенджеры:

Телеграм, What's App, Viber: +7-981-890-89-38

E-mail: zakaz@mesoforia.ru

